

Anleitung Probegewinnung

Die Einhaltung der Präanalytik ist besonders wichtig. Es darf rund 1 Stunde vor Probengewinnung nicht gegessen, nicht geraucht, nicht getrunken (insbesondere Cola) und kein Kaugummi gekaut werden.

Ideal ist eine **frühmorgendliche Probengewinnung** kurz nach dem Aufstehen.

Das Röhrchen wird mit der persönlichen Etikette beklebt und die Probengewinnung wird gemäss dem anschliessenden Schema durchgeführt.

ANLEITUNG ZUR SPEICHELPROBENAHMME

Vorher:

60 MIN



1 Ampulle öffnen
und Flüssigkeit in den
Mund nehmen



2 Flüssigkeit
im Mund gut
schwenken

10 SEC



3 Ins Gefäss
spucken



4 Mit geschlossenem
Mund trocken
nachkauen

15 SEC



5 Nochmals
ins Gefäss
spucken



6 Gefäss gut
verschliessen.
Fertig!



1X WIEDERHOLEN

Gefäss gut verschliessen. Gefäss mit
Etikette beschriften.
Fertig!
Im Feuerwehrmagazin, im entsprechenden
«Briefkasten» abgeben!